

Il Sistema Dermage RfSystem

Energie innovative per contrastare i segni del tempo

L'invecchiamento cutaneo è un fenomeno che si manifesta gradualmente. Quell'impercettibile velo di stanchezza sul viso lascia il posto a segni visibili e ben definiti. I tessuti superficiali perdono di tono, diminuiscono l'idratazione e l'elasticità della pelle e compaiono le rughe. Da qui all'appesantimento totale dell'immagine del viso il passo è breve. Per contrastare questo processo occorre sfruttare in maniera sinergica fonti di energia capaci di ridonare tono e forma alla muscolatura e ai tessuti, e riarmonizzare così l'intera fisionomia del viso:



Il Massaggio a Radiofrequenza RfSystem

Sensazione piacevole, risultati evidenti

Una gradevole energia RF si trasmette in modo controllato ai tessuti. L'utente sperimenta nell'immediato una piacevole sensazione di rilassamento e di freschezza epidermica mentre sul viso si sviluppa un intenso effetto termico biologicamente attivo. L'azione che ne deriva è particolarmente performante per l'attenuazione delle pieghe cutanee e delle rughe (effetto riempitivo), per la distensione dei tratti (effetto lifting) e per la percepibile rielasticizzazione della pelle con aumento della densità, della tensione, del tono e della luminosità.



Dermage RF System Manipoli ed accessori:
1. RF Viso
2. Dermo-Exfoliant
3. Micro-Lifting
4. Vacutonic Viso

L'innovazione Dermo-Exfoliant

Un passo avanti nella micro-dermo abrasione cosmetica

Dermo-Exfoliant evolve la micro-dermo abrasione cosmetica valorizzandola in termini di efficacia e convenienza. Garantisce una dermo-levigatura cutanea rapida, precisa e sicura con costi di seduta molto contenuti. Un passo avanti notevole rispetto ai passati trattamenti con sofisticate apparecchiature che sfruttavano l'azione dei cristalli di corindone, caratterizzate da costi elevati e da frequenti spese di manutenzione.



MAJOR DERMO-EXFOLIANT (art.2098/N) Micro-Dermo Abrasione Cosmetica

- I Trattamenti Specifici Antietà
- Il Metodo Dermo-Exfoliant

I Trattamenti Specifici Antietà

Energie in sinergia: Radiofrequenza, Vacutonic Viso, Photomassage e Micro-Lifting

Per ottenere risultati che vadano oltre il "buon effetto finale" è necessario lavorare in sinergia. Combinare i più avanzati metodi di trattamento viso antietà significa raggiungere performances di livelli superiori, più evidenti e gratificanti per l'utente; come una maggiore riarmonizzazione dell'ovale del viso, un'attenuazione più decisa delle rughe e una luminosità cutanea più marcata.

Il Trattamento Vacutonic Viso con Photomassage

Rassoda i tessuti, ringiovanisce il viso



Dermage RfSystem (Art.2084/N) Montato Su Carrello Mobiletto Active (Opzionale)

Dermo-Exfoliant Trattamenti Antietà & Radiofrequenza

Il Micro-Lifting Estetico

Ammorbidire i segni del tempo, riarmonizzare l'immagine del viso

Questo esclusivo trattamento sfrutta l'efficacia del massaggio miodermico per ridurre visibilmente gli inestetismi cutanei da senescenza, attenuare l'affaticamento dei tessuti e rilassare le micro tensioni che causano le spiacevoli rughe d'espressione. Il metodo agisce su più livelli (linfatico, epidermico, muscolare e cosmetico) svolgendo un'azione importante sulla fisionomia del viso. Le stimolazioni che sviluppa sono piacevoli e rilassanti e si trasmettono attraverso microcorrenti modulate appositamente per l'uso estetico antietà.



Particolare del Manipolo Dermo-Exfoliant



Accessori Dermo-Exfoliant


Il Metodo Dermo-Exfoliant
Rinnovare i tessuti del viso delicatamente

Si tratta di un nuovo sistema di dermo-abrasione cosmetica "soft" dedicato al settore del benessere. Il metodo Dermo-Exfoliant è in grado di ridare vita ai tessuti con una delicatezza straordinaria. Il suo funzionamento prevede l'aspirazione di piccole porzioni di tessuto e la loro contemporanea levigatura mediante accessori monouso che offrono massima igiene e sicurezza.

Il Trattamento Dermo-Exfoliant
Aspirare, Esfoliare



Questo trattamento si basa su due azioni imprescindibili: l'aspirazione e l'esfoliazione. L'aspirazione favorisce la stimolazione epidermica migliorando la micro-circolazione, l'ossigenazione e la tonicità dei tessuti trattati. Durante l'aspirazione la pelle, tenuta in tensione, è pronta per l'azione esfoliante e viene quindi sottoposta a una delicata levigazione. Utilizzando il manipolo Dermo-Exfoliant seguendo il percorso dei canali linfatici si ottiene anche un effetto drenante. Il trattamento è ideale per il viso, con risultati evidenti sulle rugosità e sugli ispessimenti cutanei ma si presta anche per applicazioni a livello corpo, preparando la pelle a specifici trattamenti cosmetici antietà, tonificanti, elasticizzanti e di ringiovanimento.



Art.2084/N DERMAGE RFSYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo: multimetodo con Trattamenti Specifici Antietà e Sistema Dermo-Exfoliant
Radiofrequenza RfSystem: 450 Khz.
Vacutonic System: aspirazione max. a 0,9 atm.
Photomassage: 638 nanometri
Micro-Lifting: max. 1 mA
Dermo-Exfoliant: aspirazione max. 0,9 atm.
Potenza assorbita: 150 w
Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 v. a 240 v. - 50/60 Hz.
Dimensioni corpo macchina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con vaschetta)
Dimensioni carrello: (fornibile a parte su richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

Art.2098/N MAJOR DERMO-EXFOLIANT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo: metodo Dermo-Exfoliant
Aspirazione: max. 0,9 atm.
Potenza assorbita: 120 w
Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 v. a 240 v. - 50/60 Hz.
Dimensioni corpo macchina: cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con vaschetta)
Dimensioni carrello: (fornibile a parte su richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

ART.	MODELLO	METODI E FUNZIONI			
		Metodo Dermo-Exfoliant	Radiofrequenza RfSystem	Vacutonic System & Photomassage	Micro-Lifting
2084/N	DERMAGE RFSYSTEM	•	•	•	•
2098/N	MAJOR DERMO-EXFOLIANT	•			